

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczne-wklady-dla-mezczyzn-z-lekkim-i-srednim-stopniem-nietrzymania-moczu-molimed-for-men-active-14-szt-p-5838.html>



Anatomiczne wkłady dla mężczyzn z lekkim i średnim stopniem nietrzymania moczu MoliMed® for men active (14 szt.)

Numer katalogowy	1686007
Producent	MoliCare

Opis produktu

Dyskretny, anatomiczny wkład chłonny, zaprojektowany specjalnie dla mężczyzn.

Zewnętrzna warstwa wkładu chłonnego wykonana jest z materiału przepuszczającego powietrze dzięki czemu produkt jest przyjazny dla skóry, wygodny i dyskretny w noszeniu. Superabsorbent z cząsteczkami CyDex wiąże wilgoć i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Warstwa DryPlus kieruje wilgoć do wnętrza wkładu chłonnego izolując ją od ciała, dzięki czemu następuje ochrona skóry przed wszelkiego rodzaju podrażnieniami. System zakładek bocznych doskonale zabezpiecza przed wyciekaniem na zewnątrz.

Wkład chłonny w kształcie kieszonki, dopasowany do anatomii mężczyzny i jego budowy wewnętrznej gwarantuje wysoki komfort noszenia i bezpieczeństwo. MoliMed® for men active może być stabilnie umocowany w normalnej bieliźnie lub majtkach siatkowych MoliPants® przy pomocy szerokiego paska klejącego.

Zastosowanie

Dla mężczyzn z lekkim nietrzymaniem moczu, spowodowanym np. operacją prostaty, prowadzących aktywny, mobilny tryb życia.

Opakowanie: 14 szt.