

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczne-wklady-dla-mezczyzn-z-lekkim-i-srednim-stopniem-nietrzymania-moczu-molimed-for-men-protect-14-szt-p-5839.html>



## Anatomiczne wkłady dla mężczyzn z lekkim i średnim stopniem nietrzymania moczu MoliMed® for men protect (14 szt.)

Numer katalogowy	<b>1687057</b>
Producent	<b>MoliCare</b>

### Opis produktu

#### **Dyskretny, anatomiczny wkład chłonny, zaprojektowany specjalnie dla mężczyzn.**

Zewnętrzna warstwa wkładu chłonnego wykonana jest z materiału przepuszczającego powietrze dzięki czemu produkt jest przyjazny dla skóry, wygodny i dyskretny w noszeniu. Superabsorbent z cząsteczkami CyDex wiąże wilgoć i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Warstwa DryPlus kieruje wilgoć do wnętrza wkładu chłonnego izolując ją od ciała, dzięki czemu następuje ochrona skóry przed wszelkiego rodzaju podrażnieniami. System zakładek bocznych doskonale zabezpiecza przed wyciekaniem na zewnątrz.

Wkład chłonny w kształcie litery V, dopasowany do anatomii mężczyzny i jego budowy wewnętrznej gwarantuje wysoki komfort noszenia i bezpieczeństwo. MoliMed® for men protect może być stabilnie umocowany w normalnej bieliźnie lub majtkach siatkowych MoliPants® przy pomocy szerokiego paska klejącego.

#### **Zastosowanie**

Dla mężczyzn z lekkim nietrzymaniem moczu, spowodowanym np. operacją prostaty, prowadzących aktywny, mobilny tryb życia.

**Opakowanie:** 14 szt.