

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-do-leczenia-bezdechu-sennego-auto-cpap-p-2965.html>

## Aparat do leczenia bezdechu sennego AUTO CPAP



Numer katalogowy	<b>YH-560, YH-580</b>
------------------	-----------------------

Producent	<b>Timago</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- Wysoka wydajność pacy
- 4-stopniowy system wyciszania
- Zapis parametrów snu na karcie SD
- Innowacyjny system FPS
- Kolor biały i czarny

**FPS to funkcja automatycznego obniżania ciśnienia przy wydechu użytkownika. Aby umożliwić komfortowy oddech użytkownika ciśnienie w momencie wydechu jest odpowiednio obniżane.**

#### 4-Stopniowy system wyciszania:

- Cichy, bezszczotkowy silnik DC
- USM - system wyciszania przepływu powietrza
- PCM - technologia wyciszania nawilżacza
- 3A - system wyciszania wylotu powietrza

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** biały , czarny