

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-na-bezdech-senny-bipap-sleepcube-bilevel-sst-p-7279.html>



Aparat na bezdech senny BIPAP SleepCube® BiLevel S/ST

Numer katalogowy	10638
Producent	Rehafund

Opis produktu

W aparacie SleepCube Bilevel ST leczenie następuje w trybie dwupoziomowym, w którym oddech jest wyzwalany przez pacjenta lub przez urządzenie. W aparacie SleepCube Bilevel S oddech jest wyzwalany tylko przez pacjenta. Urządzenie automatycznie przełącza się między ciśnieniem wdechowym (IPAP) i ciśnieniem wydechowym (EPAP) zalecanym przez lekarza. Zmiany ciśnienia następują w ślad za oddechem, zapewniając wyższe ciśnienie podczas wdychania oraz niższe ciśnienie podczas wydychania powietrza lub aparat wyzwalają oddechy na podstawie ustawionej częstości oddechów jeśli pacjent nie podejmie spontanicznie oddechu w ciągu określonego czasu.

- unikatowa funkcja SmartCode umożliwiająca analizę zapisu oraz wydruk raportów za pośrednictwem strony internetowej
- automatyczne włączanie aparatu za pomocą oddechu
- automatyczne wyłączenie aparatu po zdjęciu maski
- możliwość stosowania aparatu z różnymi rodzajami masek
- możliwość regulacji przebiegu krzywej oddechowej
- duży, podświetlany ekran LCD
- możliwość współpracy ze SmartLink
- możliwość dołączenia nawilzacza z funkcją regulacji temperatury
- możliwość stosowania zasilania 12 V

Wymiary	Dimensions	10,7 x 16,5 x 17,5 cm
Waga	Weight	1,22 kg
Opóźnienie czasowe	Time delay	0 – 45 min, zmiany co 5 min
Poziom hałasu	Noise level	
Zakres ciśnienia	Pressure range	3-25 cm H2O, regulacja co 0,5 cm H2O
Zakresy:	Ranges	IPAP - od wartości EPAP do 25 H2O EPAP - od 3 H2O do wartości IPAP
Zasilanie	Power supply	100 – 240 VAC / 50/60 Hz

