

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-na-bezdech-senny-cpap-ich-prime-p-7275.html>

Aparat na bezdech senny CPAP iCH Prime



| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 10634 |
| Producent | Rehafund |

Opis produktu

- aparat wytwarza stałe dodanie ciśnienie powietrza w drogach oddechowych
- kompaktowy, zminiaturyzowany kształt (wygląd budzika)
- zintegrowany podgrzewany nawilżacz z 6-cio stopniową regulacją
- stały przepływ powietrza zapewniający efektywne zapobieganie wystąpieniu bezdechu
- wbudowany moduł zapisu przebiegu snu dla oceny skuteczności terapii (odczyt: karta SD lub kabel USB)
- kompensacja ciśnienia w przypadku przecieków maski
- duży, podświetlany ekran LCD
- proste, intuicyjne menu
- wbudowany zegar, budzik, alarm
- posiada funkcję redukcji ciśnienia przy wydechu o 1,2, lub 3 mbar

| | | |
|------------------|---------------------|---|
| Wymiary | Dimension | 16,5 x 19,7 x 17,4 cm |
| Waga | Weight | 1,14 kg |
| Zasilanie | Power supply | 100-120 VAC, 50/60 Hz, DC 24VDC |
| Zakres ciśnienia | Pressure range | 4-20 cm H2O |
| Głośność pracy | Noise level at work | |
| Czas opóźnienia | RAMP time | od 0-45 min. (wzrost ciśnienia co 0,5 mbar) |