

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-na-bezdech-senny-cpap-xt-sense-p-7277.html>

Aparat na bezdech senny CPAP XT Sense



Numer katalogowy	10636
Producent	Rehafund

Opis produktu

- aparat wytwarza stałe dodatnie ciśnienie powietrza w drogach oddechowych
- lekki, kompaktowy, zminiaturyzowany kształt
- stały przepływ powietrza zapewniający efektywne zapobieganie wystąpieniu bezdechu i zwiększenie komfortu snu
- wbudowany moduł zapisu przebiegu snu dla oceny skuteczności terapii (odczyt: karta SD)
- kompensacja ciśnienia w przypadku przecieków maski
- wbudowany zegar, budzik, alarm
- podgrzewany nawilżacz jako dodatkowa opcja
- odczyt danych odbywa się przez kartę SD (XT SENSE)

Wymiary
Zasilanie
Zakres ciśnienia
Poziom hałasu
Czas opóźnienia

Dimensions
Power supply
Pressure range
Noise level
RAMP time

14,5 x 13,0 x 10,0 cm
100-240 VAC, 50/60 Hz
4-20 cm H₂O

od 0-45 min. (wzrost ciśnienia co 0,5 mbar)