



Aparat na goleń i udo

Numer katalogowy **QKM010**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

CECHY PRODUKTU

- orteza wykonana z welurowej dzianiny poliamidowej,
- wewnątrz ortezi wyściełane jest miękką dzianiną frotte,
- trzy stalki (jedna z tyłu i dwie symetrycznie z boków stawu),
- dzięki systemowi taśm dociągowych oraz możliwości przepinania stalek bocznych orteza daje duże możliwości regulacji obwodu oraz idealnego dopasowania do kształtu kończyny,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę.

PARAMETRY TECHNICZNE

Dostępna w długościach: 45 cm, 50 cm, 56 cm

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53

* Doboru rozmiaru dokonuje się na podstawie pomiaru obwodu uda (w cm) 15 cm powyżej środka rzepki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL