

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-na-opadajaca-stope-p-1614.html>

Aparat na opadającą stopę



Numer katalogowy **TGO-C AP STS 605**

Producent **Timago**

Opis produktu

Aparat na opadającą stopę wspomaga naturalny ruch stopy podczas chodu, niweluje efekt opadania czubka stopy.

Zabezpiecza stopę przed opadaniem i sunięciem jej po ziemi, co z kolei ogranicza ryzyko potknięcia i upadku.

Dodatkowe pasy zapinane na rzep stabilizują staw skokowy i pozwalają na łatwe ściąganie i zakładanie. Jest lekki i trwały, nie powoduje ucisku na wrażliwe części stopy takie jak kostka boczna, przyśrodkowa oraz ścięgno Achillesa. Dobre właściwości higieniczne zapewniają wygodne użytkowanie przez dłuższy czas.

Wskazania do stosowania:

- niedowład wiotki mięśnia strzałkowego przedniego
- uszkodzenia nerwu strzałkowego
- inne schorzenia neurologiczne
- zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego
- w procesie rehabilitacji leczniczej

Występuje w dwóch wersjach: na prawą oraz lewą kończynę dolną.

TYP: PRAWY / LEWY

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ WKŁADKI [cm]
S/M	24
L/XL	27,5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L/XL , S/M
TYP: lewy , prawy