

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-na-przedramie-i-ramie-elbow-rush-p-1857.html>

## Aparat na przedramię i ramię ELBOW RUSH



Numer katalogowy

**DRQ0F**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Leczenie, doleczenie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

#### CECHY PRODUKTU

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°,15°,30°,45°
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Uniwersalny rozmiar

Długość aparatu od 35 cm do 48 cm.