

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-na-przedramie-i-ramie-z-kontrola-ruchu-w-stawie-łokciowym-elbow-pro-plus-z-uchwytem-na-dlon-p-1933.html>



Aparat na przedramię i ramię z kontrolą ruchu w stawie łokciowym ELBOW PRO PLUS (z uchwytem na dłoń)

Numer katalogowy

MQC3H

Producent

Meyra Medical

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Leczenie, doleczenie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

CECHY PRODUKTU

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń (wersja Elbow Pro Plus),
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar uniwersalny.