

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-na-staw-kolanowy-multifunkcyjny-3132-p-7566.html>



Aparat na staw kolanowy multifunkcyjny - 3132

Numer katalogowy	3132
Producent	Oppo

Opis produktu

3132 Aparat na staw kolanowy multifunkcyjny.

Multifunkcyjny aparat jednoszynowy opiera się na trójpunktowym systemie nacisku, co powoduje przestanie zaburzonej siły ucisku od zwyrodnieniowej strony w celu zapewnienia prawidłowej regulacji, co czyni go idealnym do łagodzenia bólu spowodowanego zwyrodnieniem tkanek. Ergonomicznie zaprojektowana klamra z profilem i teleskopowy mechanizm zapewniają wysoką odkształcalność i skuteczną ochronę, umożliwiając pacjentom uzyskać większą mobilność.

Aparat występuje w 2 wersjach:

z szyną wewnętrzną: 3132-1 (prawa) i 3132-2 (lewa).

z szyną zewnętrzną: 3132-3 (prawa) i 3132-4 (lewa).

Numer katalogowy: 3132.

Rozmiar (obwód wokół st. kolanowego w pozycji stojącej):

S (38cm - 46cm)

M (46cm - 53cm)

L (53cm - 61cm)

XL (61cm - 69cm).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

Strona: lewa , prawa

Odmiany: z szyną wewnętrzną , z szyną zewnętrzną