

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-odwodzacy-konczynie-gorna-p-1851.html>



Aparat odwodzący kończynę górną

Numer katalogowy	QSM00020
Producent	Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Stabilizacja kończyny górnej w odwiedzeniu w stawie ramiennym po urazach (skręcenia, zwichnięcia) lub zabiegach chirurgicznych, doleczenie po zabiegu rekonstrukcji stożka rotatorów, unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku zmian zapalnych w obrębie stawu ramiennego.

CECHY PRODUKTU

- orteza wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej pianką poliuretanową,
- dzięki systemowi klinów orteza zapewnia możliwość unieruchomienia ramienia w 15°, 30°, 45° i 60° odwiedzenia,
- otwarta konstrukcja zapewnia możliwość aktywizacji mięśni przedramienia (w trakcie unieruchomienia barku),
- system taśmowy pozwala na łatwe zakładanie ortozy oraz jej regulację zgodnie z potrzebami pacjenta.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Długość przedramienia (cm)	25 - 28	28 - 30	30 - 33	33 - 36

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL