

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-odwodzacy-konczyne-gorna-p-1852.html>

## Aparat odwodzący kończynę górną



Numer katalogowy

**DRQJOB**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Leczenie po zwichnięciach barku, plastyka lub uszkodzenie stożka rotatorów, artroskopia stawu ramiennego, podgłówkowe złamanie kości ramiennej, uszkodzenie typu Bankarta, pooperacyjna stabilizacja stawu barkowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego

#### CECHY PRODUKTU

- aparat został wykonany ze stalowej, lekkiej i wytrzymałej ramy z zamkiem umożliwiającym ustabilizowanie ramienia w odpowiednim, terapeutycznym ustawieniu kątowym (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°),
- rama pokryta jest miękką wyściółką wykonaną z oddychającej dzianiny zapewniającą komfort użytkowania
- dzięki całkowicie regulowanemu systemowi taśm stabilizujących aparat można idealnie dopasować do wymiarów antropometrycznych pacjenta,
- właściwie usytuowane taśmy zapewniają stabilizację kończyny odwiedzone oraz równo rozkładają jej ciężar nie przeciążając przeciwnego ramienia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L
Wzrost (cm)	150 - 165	165 - 170	170>

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S