

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-odwodzacy-konczyne-gorna-p-1852.html>

Aparat odwodzący kończynę górną



Numer katalogowy

DRQJOB

Producent

Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Leczenie po zwichnięciach barku, plastyka lub uszkodzenie stożka rotatorów, artroskopia stawu ramiennego, podgłówkowe złamanie kości ramiennej, uszkodzenie typu Bankarta, pooperacyjna stabilizacja stawu barkowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego

CECHY PRODUKTU

- aparat został wykonany ze stalowej, lekkiej i wytrzymałej ramy z zamkiem umożliwiającym ustabilizowanie ramienia w odpowiednim, terapeutycznym ustawieniu kątowym (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°),
- rama pokryta jest miękką wyściółką wykonaną z oddychającej dzianiny zapewniającą komfort użytkowania
- dzięki całkowicie regulowanemu systemowi taśm stabilizujących aparat można idealnie dopasować do wymiarów antropometrycznych pacjenta,
- właściwie usytuowane taśmy zapewniają stabilizację kończyny odwiedzone oraz równo rozkładają jej ciężar nie przeciążając przeciwnego ramienia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L
Wzrost (cm)	150 - 165	165 - 170	170>

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S