

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-odwodzacy-konczyny-gornej-p-1587.html>



Aparat odwodzący kończyny górnej

Numer katalogowy **TGO-C OB 306**

Producent **Timago**

Opis produktu

Aparat odwodzący kończyny górnej składa się z temblaka ortopedycznego zawieszonoego na taśmie regulowanej przy pomocy rzepa, wyprofilowanego klina odwodzącego zamocowanego na poprzecznym pasie obwodowym, poduszki piankowej stabilizującej przedramię oraz systemu klipsów i rzepów służących do indywidualnego dostosowania.

Aparat stosuje się w celu odciążenia i stabilizacji stawu ramiennego w pozycji odwiedzenia w płaszczyźnie czołowej oraz ustawieniu kości przedramienia w pozycji pośredniej.

Wskazania do stosowania aparatu:

- zwichnięcia i podwichnięcia stawu ramiennego
- uszkodzenia splotu ramiennego
- w zespołach bólowych w okresie ostrym i przewlekłym
- złamania głowy i szyjki kości ramiennej
- stany zapalne kaletek stawowych
- uszkodzenia przyczepów mięśni m.in. stożka rotatorów
- w leczeniu zachowawczym a także pooperacyjnym

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM (cm)	DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA (cm)
S	100	33-38
M	125	38-43
L	135	43-48
XL	145	48-53

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL