

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-szynowo-opaskowy-na-golen-i-udo-p-1598.html>



Aparat szynowo-opaskowy na goleń i udo

Numer katalogowy	TGO-E AP SK-O 514
Producent	Timago

Opis produktu

Aparat szynowo-opaskowy składa się z dwóch aluminiowych szyn zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym oraz czterech pasów obwodowych regulowanych przy pomocy rzepów.

Szyny posiadają regulację długości w zakresie od 50-63 cm.

Wykorzystanie zegara typu ROM umożliwia regulacje kątową w zakresach: zgięcie 0°-120°, wyprost 0°-60° oraz funkcję szybkiego blokowania 0°, 15°, 30°, 45°.

Aparat należy stosować w przypadku:

- Niestabilności stawu kolanowego
- Choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
- Unieruchomienia po urazach
- Skręceń i zwichnięć stawu kolanowego
- Uszkodzenia więzadeł LCL, MCL, ACL
- Po zabiegach operacyjnych , m. in. rekonstrukcji więzadeł kolana

Aparat jest w rozmiarze uniwersalnym.