

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-szynowo-opaskowy-na-golen-i-udo-p-1599.html>



## Aparat szynowo-opaskowy na goleń i udo

Numer katalogowy	<b>TGO-V AP SK-O 510</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Aparat szynowo-opaskowy** składa się z dwóch aluminiowych szyn, zegara typu ROM z blokowaniem systemem zębatkowym oraz czterech pasów obwodowych regulowanych przy pomocy systemu klamer i rzepów.

Szyny posiadają regulację długości w zakresie 45 – 69 cm.

Wykorzystanie zegara typu ROM umożliwia regulację kątową w zakresach: zgięcie 0°-120°, wyprost 0°-90°, oraz funkcję szybkiego blokowania 0°, 15°, 30°.

### Wskazania do stosowania aparatu:

- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- unieruchomienia po urazach
- skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego
- uszkodzenia więzadeł lcl, mcl, acl
- po zabiegach operacyjnych , m. in. rekonstrukcji więzadeł kolana

Aparat jest w rozmiarze uniwersalnym.