

Link do produktu: <https://akmed.pl/asymetryczna-dwuszynowa-orteza-na-golen-i-udo-z-zakresem-regulacji-ruchomosci-co-15-stopni-as-kx-02-p-2073.html>



## Asymetryczna dwuszynowa orteza na goleń i udo z zakresem regulacji ruchomości co 15 stopni AS-KX-02

Numer katalogowy	<b>AS-KX-02</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Asymetryczna dwuszynowa orteza stawu kolanowego AS-KX-02, to orteza z funkcją zakresu ruchomości stawu co 15 stopni, wyposażona z dwie anatomicznie wyprofilowane szyny boczne.

Orteza została wykonana z innowacyjnego materiału ProSix 3D, który doskonale dopasowuje się do ciała. Dzięki dużym oczkom skóra pacjenta swobodnie oddycha, a przestrzenna konstrukcja surowca powoduje, że w trakcie użytkowania, ona jest powierzchniowo masowana, co zdecydowanie poprawia jej ukrwienie.

Zapięcie ortezy zostało wyłożone specjalnym materiałem o ograniczonym poślizgu, co pomaga założyć ortezę również osobom o ograniczonej ruchomości rąk.

Orteza posiada rozdzielne pasy obwodowe, co powoduje, że można ją używać tylko z pasami przednimi, jak również, jeżeli zachodzi potrzeba mocniejszej stabilizacji, z pasami przednimi i tylnymi.

Na ramionach szyn zamontowano asymetryczne peloty odciążające. Ich zastosowanie powoduje rozłożenie sił działających na kończynę na większej powierzchni, przez co użytkowanie ortezy jest bardziej komfortowe, a szyny są lepiej ustabilizowane.

Szyna została wyposażona w zegar o regulacji kąta zgięcia i wyprostu co 15 stopni.

Bardzo dużym atutem wyrobu jest to, że szyna jest w całości zamknięta w wyrobie, przez co, podczas użytkowania, nie uraża zdrowej nogi pacjenta. Dzięki temu ortezę można stosować na obie nogi naraz bez obawy o ich wzajemne otarcia podczas chodzenia.

Ortezy AS-KX-02 posiada rozpinaną boczną kieszeń do umieszczenia w niej szyny ortopedycznej.

Szyna została wykonana z wysokiej klasy stopu aluminium i dodatkowo została pomalowana proszkowo w celu uodpornienia

---

jej na szkodliwe działanie potu.

## **Zastosowanie**

- ostroartroza stawu kolanowego koślawość lub szpotawość stawu kolanowego,
- w niestabilnościach stawu kolanowego z przyczyn ortopedycznych lub neurologicznych,
- po przebytych urazach stawu kolanowego nie wymagających lub nie zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego (skręceniach z uszkodzeniem więzadeł pobocznych i krzyżowych),
- w naderwaniach przyczepów mięśniowych,
- w zmianach zwyrodnieniowych,
- w rehabilitacji,
- profilaktycznie w sporcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL

**TYP:** lewy , prawy