

Link do produktu: <https://akmed.pl/azurowa-orteza-ledzwiowo-krzyzowa-z-pasami-dociagowymi-ar-so-01-p-2563.html>



Ażurowa orteza lędźwiowo krzyżowa z pasami dociągowymi AR-SO-01

Numer katalogowy	AR-SO-01
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki temu wyrób lepiej dopasowuje się do każdej sylwetki oraz dużo lepiej stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Boki i tył sznurówki wykonano ze specjalnej gumy ortopedycznej **AirRubber**, która charakteryzuje się jednokierunkową elastycznością oraz uzyskaną w procesie dziania perforacją. Otworki pozwalają na łatwiejsze oddychanie skóry co poprawia komfort użytkowania wyrobu.

Przeznaczenie

Sznurówkę można stosować w przypadkach:

- ostrych zespołów bólowych obszarów lędźwiowo-krzyżowych,
- zwyrodnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- dyskopatii w odcinku lędźwiowym,
- po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa (ortopedia, neurochirurgia),
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jako stabilizator,
- deformacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.
- kręgoszyku w odcinku lędźwiowym
- stany przeciążenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Właściwości

1. **Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta** – sznurówka została wykonana ze specjalnej gumy ortopedycznej zawierającej głównie bawełnę, która jest obojętna dla skóry pacjenta.
2. **Duża skuteczność stabilizacji** – dzięki zastosowaniu unikatowych stulek ortopedycznych oraz dopracowanie odpowiedniego kształtu udało się uzyskać wyjątkową skuteczność stabilizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL