

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-aluminiowy-skladany-dwukołowy-kola-5-p-1633.html>



## Balkonik aluminiowy składany, dwukołowy - koła 5"

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | <b>AR-003</b>    |
| Producent        | <b>ARmedical</b> |

### Opis produktu

#### Informacje ogólne:

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

#### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa, wzmocniona
- składany za pomocą jednego przycisku
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości
- ergonomiczne uchwyty
- koła przednie 5" (12 cm)

#### Parametry techniczne:

- Szerokość: 50 cm
- Wysokość min.: 70 cm
- Wysokość max.: 83 cm
- Waga: 2,3 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg

#### Dostępne kolory:

Srebrny, Miedziany