

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-aluminiowy-z-kulka-skladany-dwukołowy-p-1639.html>



## Balkonik aluminiowy z kulką – składany, dwukołowy

Numer katalogowy	<b>AR-009</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa
- składany za pomocą pociągnięcia kulki ku górze
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości
- ergonomiczne uchwyty
- koła przednie 5" (12 cm)

#### Parametry techniczne:

- Szerokość: 60 cm
- Wysokość min.: 78 cm
- Wysokość max.: 85 cm
- Waga: 1,9 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg

#### Dostępne kolory:

Srebrny