

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-dla-dzieci-statyczny-skladany-p-1497.html>



## Balkonik dla dzieci statyczny, składany

Numer katalogowy	<b>FS 9145L</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Balkonik** przeznaczony jest dla dzieci o obniżonej sprawności ruchowej oraz ze schorzeniami narządu ruchu, które potrzebują podparcia podczas nauki chodzenia i utrzymania równowagi w schorzeniach urazowo-ortopedycznych.

#### Cechy produktu:

- wzmocniona aluminiowa rama
- regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami
- miękkie piankowe uchwyty
- dodatkowa stabilizacja pozioma
- szerokie pole podparcia

#### Dane Techniczne

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg  
**Regulowana wysokość:** 53-63 cm  
**Waga całkowita:** 1,5 kg

+/- 0,5 - 1 cm