

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-dwufunkcyjny-krocza-co-statyczny-p-1496.html>



Balkonik dwufunkcyjny (krocząco-statyczny)

Numer katalogowy **FS 913L**

Producent **Timago**

Opis produktu

Balkonik krocząco-statyczny przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

Cechy produktu:

- wzmocniona aluminiowa rama
- dwie funkcje: statyczna i krocząca
- szerokie pole podparcia
- stabilny i długi zakres kroczenia
- miękkie piankowe uchwyty
- regulowana wysokość nóg
- funkcja składania do transportu i przechowywania
- nóżka zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi

Dane Techniczne

Szerokość całkowita: 46 cm

Szerokość wewnętrzna: 44 cm

Głębokość całkowita: 47 cm

Wysokość od podłoża: 78-96 cm

Waga: 2,4kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Kolor ramy: miedziany i srebrny

+/- 0,5 - 1 cm