
Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 14:43

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-gemino-30-parkinson-p-7131.html>

Balkonik Gemino 30 Parkinson

Numer katalogowy	9403
Producent	Sunrise Medical



Opis produktu

GEMINO 30 Parkinson - konstrukcja dopasowana do potrzeb osób z chorobą Parkinsona

GEMINO - 100% satysfakcji

Gemino to doskonały wybór dla wszystkich osób szukających balkonika, który sprostą aktywnemu stylowi życia i zapewni możliwość wygodnego, pewnego chodzenia zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nasze nagradzane, lekkie balkoniki wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości, wygody, bezpieczeństwa i konstrukcji, jednocześnie pozwalając użytkownikowi pozostać sobą!