
Dane aktualne na dzień: 26-01-2026 14:48

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-gemino-30-speedcontrol-p-7130.html>

Balkonik Gemino 30 SpeedControl

Numer katalogowy

9402

Producent

Sunrise Medical



Opis produktu

GEMINO 30 SpeedControl - innowacyjność

GEMINO - 100% satysfakcji

Gemino to doskonały wybór dla wszystkich osób szukających balkonika, który sprostą aktywnemu stylowi życia i zapewni możliwość wygodnego, pewnego chodzenia zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nasze nagradzane, lekkie balkoniki wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości, wygody, bezpieczeństwa i konstrukcji, jednocześnie pozwalając użytkownikowi pozostać sobą!