

Balkonik kroczący



Numer katalogowy **21/MR**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- funkcja naprzemiennego chodu
- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- konstrukcja składana,
- nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową,
- opcja: lakierowane, kolorowe rurki (kolory: czerwony, niebieski, grafit)

waga	2,80 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość	min. 71 - max. 85 cm
szerokość	54,5 cm
głębokość	46 cm

Zastosowanie:

- przeznaczony głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi,
- do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- ułatwia poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi.