

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-kroczaczy-skladany-p-1499.html>



Balkonik kroczący składany

Numer katalogowy **JMC-C 3211, 3212**

Producent **Timago**

Opis produktu

Balkonik kroczący przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

Cechy produktu:

- podwójna wzmocniona aluminiowa rama
- szerokie pole podparcia
- stabilny i długi zakres kroczenia
- miękkie piankowe uchwyty
- regulowana wysokość nóg
- funkcja składania do transportu i przechowywania
- nóżka zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi

Dane Techniczne

Szerokość całkowita: 52 cm

Szerokość wewnętrzna: 47 cm

Głębokość całkowita: 48 cm

Regulacja wysokości: 80-96 cm

Waga: 2,8kg

Maksymalne obciążenie: 136 kg

Kolor ramy: miedziany srebrny

+/- 0,5 - 1 cm