

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-przestawny-do-wstawania-p-1278.html>



Balkonik przestawny do wstawania

Numer katalogowy **20/MR/W**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- konstrukcja składana,
- podpory o stopniowanej wysokości,
- miękkie rękojeści z pianki poliuretanowej,
- nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową.

waga	3,0 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość	71 - max. 83 cm
szerokość	52 cm
głębokość	60 cm

Zastosowanie:

- przeznaczony głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi,
- do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- ułatwia poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi,
- stopniowana wysokość uchwytów ułatwia wstawanie z pozycji siedzącej.