

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-przestawny-dzieciocy-p-1224.html>

Balkonik przestawny dziecięcy



Numer katalogowy

20/MR.D

Producent

Mikirad

Opis produktu

Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- konstrukcja składana,
- kolorowe elementy z plastiku,
- dwa stałe kółka z przodu,
- nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową,
- opcja: lakierowane, kolorowe rurki,
- dostępny w wersji bez kółek lub z czterema kółkami.

waga

2,45 kg

masa użytkownika

do 120 kg

wysokość

min. 55 - max. 69 cm

szerokość

45 cm

głębokość

45 cm

Zastosowanie:

- przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,