

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-przestawny-dziecieczy-z-dwoma-kolkami-p-1225.html>



Balkonik przestawny dziecięcy z dwoma kółkami

Numer katalogowy **20/MR.D.2k**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- konstrukcja składana,
- kolorowe elementy z plastiku,
- dwa stałe kółka z przodu,
- nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową,
- opcja: lakierowane, kolorowe rurki,
- dostępny w wersji bez kółek lub z czterema kółkami.

waga	2,65 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość	min. 55 - max. 69 cm
szerokość	45 cm
głębokość	45 cm

Zastosowanie:

- przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,