

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-przestawny-ramowy-z-2-kolkami-p-1271.html>



Balkonik przestawny ramowy z 2 kółkami

Numer katalogowy **20/MR/R.2k**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- miękkie rękojeści z pianki poliuretanowej,
- konstrukcja składana (jednym ruchem ręki),
- dwa stałe koła z przodu,
- nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową

waga	2,10 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość	min. 80 cm – max. 94 cm
szerokość	góra: 40 cm
	dół: 68 cm
głębokość	58 cm

Zastosowanie:

- przeznaczony głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi, do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- ułatwia poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi, szczególnie osobom starszym lub w trakcie leczenia, czy rekonwalescencji