

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-przestawny-z-2-kolkami-p-1269.html>



## Balkonik przestawny z 2 kółkami

Numer katalogowy **20/MR.2k**

Producent **Mikirad**

### Opis produktu

#### Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- konstrukcja składana,
- dwa stałe koła z przodu,
- dwie nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową z tyłu,
- opcja: lakierowane, kolorowe rurki (kolory: czerwony, niebieski, grafit)

waga	3,10 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość	71 - max. 85 cm
szerokość	52 cm
głębokość	56 cm

#### Zastosowanie:

- przeznaczony głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi,
- do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- ułatwia poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi.