

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-przestawny-z-ukosnym-uchwytem-z-czterema-kolkami-p-1277.html>



## Balkonik przestawny z ukośnym uchwytem, z czterema kółkami

Numer katalogowy **20/MR/U.4k**

Producent **Mikirad**

### Opis produktu

#### Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- konstrukcja składana,
- ukośne podpory,
- miękkie rękojeści z pianki poliuretanowej,
- dwa obrotowe koła z przodu,
- dwa stałe koła z hamulcami z tyłu.

waga	3,30 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość	71 – max. 85 cm
szerokość	52 cm
głębokość	56 cm

#### Zastosowanie:

- przeznaczony głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi,
- do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- ułatwia poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi,
- pochylone podpory pozwalają na dokładniejsze dopasowanie do wzrostu użytkownika.