

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-przestawny-z-ukosnym-uchwytem-z-dwoma-kolkami-p-1276.html>



Balkonik przestawny z ukośnym uchwytem, z dwoma kółkami

Numer katalogowy **20/MR/U.2k**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- konstrukcja składana,
- ukośne podpory,
- miękkie rękojeści z pianki poliuretanowej,
- dwa stałe koła z przodu,
- nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową

waga	3,10 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość	min. 71 – max. 85 cm
szerokość	52 cm
głębokość	56 cm

Zastosowanie:

- przeznaczony głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi,
- do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- ułatwia poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi,
- pochylone podpory pozwalają na dokładniejsze dopasowanie do wzrostu użytkownika.