

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-statyczny-skladany-p-1498.html>



Balkonik statyczny składany

Numer katalogowy **JMC-C 3201, 3202**

Producent **Timago**

Opis produktu

Balkonik statyczny przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

Cechy produktu:

- podwójnie wzmocniona aluminiowa rama
- szerokie pole podparcia
- miękkie piankowe uchwyty
- regulowana wysokość nóg
- funkcja składania do transportu i przechowywania
- tylne nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi

Dane Techniczne

Szerokość całkowita: 50 cm

Szerokość wewnętrzna: 45 cm

Głębokość całkowita: 48 cm

Regulacja wysokości: 80-96 cm

Waga: 2,7 kg

Maksymalne obciążenie: 136 kg

Kolor ramy: miedziany, srebrny

+/- 0,5 - 1 cm