

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-statyczny-skladany-p-1498.html>



## Balkonik statyczny składany

Numer katalogowy	<b>JMC-C 3201, 3202</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Balkonik statyczny** przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

### Cechy produktu:

- podwójnie wzmocniona aluminiowa rama
- szerokie pole podparcia
- miękkie painkowe uchwyty
- regulowana wysokość nóg
- funkcja składania do transportu i przechowywania
- tylne nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi

### Dane Techniczne

**Szerokość całkowita:** 50 cm

**Szerokość wewnętrzna:** 45 cm

**Głębokość całkowita:** 48 cm

**Regulacja wysokości:** 80-96 cm

**Waga:** 2,7 kg

**Maksymalne obciążenie:** 136 kg

**Kolor ramy:** miedziany, srebrny

+/- 0,5 - 1 cm