

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-trojkolowy-z-torba-i-koszykiem-p-1634.html>



Balkonik trójkołowy z torbą i koszykiem

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | AR-004 |
| Producent | ARmedical |

Opis produktu

Informacje o produkcie:

- rama stalowa, składana, lakierowana metodą proszkową
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek
- ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- koła przednie bezobrotowe - 8" (20 cm)
- standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - torba na zakupy zamykana na suwak
 - zdejmowany koszyk z pokrywką

Parametry techniczne:

- Wysokość min.: 82 cm
- Wysokość max.: 98 cm
- Waga: 8,3 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor:

Granatowy