
Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 16:13

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-wersja-na-4-stopkach-przestawna-at02004-p-4305.html>

Balkonik - wersja na 4 stopkach, przestawna - AT02004



Numer katalogowy	AT02004
------------------	----------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

AT02004 Balkonik - wersja na 4 stopkach, przestawna

Balkonik ten zapewnia największą stabilność. W celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go. Balkonik zalecany jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach.

Waga: 1,4 kg

Szerokość-przód: 45 cm

Długość (część dolna): 55-60 cm

Szerokość pomiędzy uchwytami: 41 cm

Wysokość: 74-84 cm

Wysokość uchwytu w części górnej: 70-80 cm