

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:29

Link do produktu: <https://akmed.pl/balkonik-z-kulka-rf-100-p-7231.html>



Balkonik z kulką RF-100

Numer katalogowy

10590

Producent

Rehafund

Opis produktu

- przeznaczony dla osób ze schorzeniami nerwowymi rąk lub z problemami w utrzymaniu postawy pionowej
- niezwykle lekki i bardzo wytrzymały
- ramę wykonano z lekkiego, anodowanego aluminium
- dla ułatwienia regulacji wysokości zastosowano przyciski typu „C-clip”
- wyposażono łebny do stabilizacji drogi specjalnie zamontowaną, chemiczną kulka
- wyposażony w dwa przednie koła 3” i dwa tylne koła z antypoślizgowymi, gumowymi nasadkami
- max. bezpieczne obciążenie: 127 kg
- regulacja wysokości: 757 mm – 863 mm
- maksymalna szerokość: 610 mm
- maksymalna głębokość: 510 mm
- waga: 1,94 kg