

Link do produktu: <https://akmed.pl/basis-active-power-booster-damskie-spodenki-kompresyjne-34-pt0976-p-2620.html>



BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER Damskie spodenki kompresyjne 3/4 PT0976

Numer katalogowy

PT0976

Producent

Pani Teresa

Opis produktu

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

ODZIEŻ KOMPRESYJNA

BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER

- stabilizuje i wspomaga pracę mięśni
- wspomaga dostarczanie tlenu do mięśni
- przyspiesza proces regeneracji po wysiłku
- poprawia ukrwienie

OSIĄGAJ zamierzone cele!

Maksymalizuj **WYNIKI**

Kompresyjna odzież **BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER** to zestaw wyjątkowych koszulek, spodenek i skarpet, które dzięki specjalnym strefom kompresyjnym, maksymalizują Twoje osiągi podczas uprawiania każdej dyscypliny sportowej. Wieloletnie doświadczenie PANI TERESA MEDICA SA w dziedzinie kompresjoterapii pozwoliło na zaprojektowanie i stworzenie bielizny, która wspiera mięśnie i zapewnia ich efektywną regenerację przed i po treningu.

ZAUFAJ PROFESJONALNEJ TECHNOLOGII!

OSIĄGAJ UPRAŻNIONE CELE W BIELIŹNIE KOMPRESYJNEJ BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L/XL , XL/XXL