

Link do produktu: <https://akmed.pl/basis-active-power-booster-profi-skarpety-kompresyjne-ccl2-pt0978-p-2622.html>



BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER PROFI Skarpety kompresyjne CCL2 PT0978

Numer katalogowy	PT0978
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER

skarpety kompresyjne CCL2 (23-32 mmHg)

- wspomagają dostarczanie tlenu do mięśni
- poprawiają wyniki
- zmniejszają ryzyko powstania zakrzepicy
- minimalizują ryzyko powstania kontuzji
- stabilizują mięśnie
- przyspieszają proces regeneracji przed i po wysiłku
- zapobiegają tworzeniu się żylaków

OSIĄGAJ zamierzone cele!

Maksymalizuj **WYNIKI**

BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER skarpety kompresyjne to idealne rozwiązanie dla ludzi żyjących aktywnie, szczególnie uprawiających biegi, fitness, jak również inne dziedziny sportu.

ZAKŁADAJ SKARPETY:

PRZED TRENINGIEM, aby stopniowany ucisk pobudził mięśnie nóg do pracy.

W TRAKCIE TRENINGU, aby stymulować krążenie krwi, która dostarcza odpowiednią ilość tlenu do mięśni, stabilizować ścięgna i więzadła, chronić mięśnie przed mikrouszkodzeniami poprzez zmniejszenie wibracji.

PO TRENINGU, aby przyspieszyć proces regeneracji mięśni.

Skarpety kompresyjne **BASIS ACTIVE®** posiadają zmienny stopniowany ucisk, który stymuluje krążenie krwi żyłnej, zwiększając dostarczanie tlenu do mięśni oraz chronią żyły przed powstawaniem żylaków.

W ofercie znajdują się skarpety:

- BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER (zmienny ucisk 15-21 mmHg) dla każdego, kto uprawia sporty biegowe oraz do codziennego użytku.
- BASIS ACTIVE® POWER BOOSTER profi (zmienny ucisk 23-32 mmHg) dla osób wyczynowo uprawiających sporty biegowe. Polecane na długie trasy: maratony, półmaratony, triathlony itp.

Należy pamiętać o doborze odpowiedniego rozmiaru skarpet, aby maksymalnie wykorzystać wyjątkowe właściwości zmiennego stopniowanego ucisku. UWAGA! Wyczuwalny podczas zakładania opór jest prawidłowym efektem kompresyjnego działania produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe umiejscowienie pięty oraz ściągacza, który powinien znajdować się pod kolanem.

Skarpety **BASIS ACTIVE®** stworzone zostały przez zespół ekspertów w dziedzinie kompresjoterapii, który od ponad 20 lat zajmuje się badaniami i tworzy pończosznicze wyroby kompresyjne.

Nasze długoletnie doświadczenie to Twój KOMFORT i BEZPIECZEŃSTWO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M , S