

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-aparat-do-masazu-ostukujacego-mg-510-to-go-p-4632.html>

BEURER Aparat do masażu ostukującego MG 510 To Go



Numer katalogowy	MG 510
Kod producenta	MG 510
Kod EAN	4211125645229
Producent	Beurer

Opis produktu

MG 510 To Go - wygodny i mobilny aparat do masażu ostukującego

MG 510 To Go - aparat do masażu ostukującego

- Wydajny akumulator litowo-jonowy
- Bardzo długi czas działania wynoszący 2 godziny (przy średniej intensywności)
- Do odprężenia i regeneracji mięśni po zajęciach sportowych
- Głęboko działający i relaksacyjny masaż ostukujący