

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-cisnieniomierz-nadgarstkowy-bc-44-p-4456.html>



BEURER Ciśnieniomierz nadgarstkowy BC 44

Numer katalogowy	BC 44 AGITO
Kod producenta	BC 44 AGITO
Kod EAN	4211125659059
Producent	Beurer

Opis produktu

Łatwa obsługa

Bezpieczeństwo w domu i w podróży. Ciśnieniomierz nadgarstkowy firmy Beurer oferuje bezpieczeństwo w kompaktowej formie.

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.