

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-cisnieniomierz-nadgarstkowy-bc-57-p-4474.html>

BEURER Ciśnieniomierz nadgarstkowy BC 57



Numer katalogowy	BC 57
Kod producenta	BC 57
Kod EAN	4211125657093
Producent	Beurer

Opis produktu

Ciśnieniomierz nadgarstkowy zapewniający, dzięki nowej technologii, szybki i komfortowy pomiar podczas pompowania oraz bezprzewodowe przesyłanie danych poprzez Bluetooth® Smart.

BC 57 jest ciśnieniomierzem nadgarstkowym zapewniającym, dzięki nowej technologii, szybki i komfortowy pomiar podczas pompowania oraz bezprzewodowe przesyłanie danych poprzez Bluetooth® Smart.

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi za pomocą kolorowej skali. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy BC 57 dzięki funkcji automatycznego pomiaru podczas pompowania zapewnia szybkość i wygodę. Podaje również średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni. Ma duży klarowny wyświetlacz.

Wyniki z łatwością przesyłane są do smartfona poprzez technologię Bluetooth® Smart.

Możliwość nieodpłatnego pobrania aplikacji i oprogramowania „beurer HealthManager”.

Wyrób medyczny

Pobierz Beurer HealthManager: [TUTAJ](#)

