

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-cisnieniomierz-naramienny-bm-27-p-4475.html>

BEURER Ciśnieniomierz naramienny BM 27



Numer katalogowy	BM 27 AGITO
Kod producenta	BM 27 AGITO
Kod EAN	4211125658182
Producent	Beurer

Opis produktu

Ciśnieniomierz z kontrolą prawidłowego założenia mankietu.

BM 27 to nowoczesny ciśnieniomierz naramienny posiadający kontrolę prawidłowego założenia mankietu.

W zestawie jest uniwersalny mankiet.

Ciśnieniomierze Beurer cechują się graficzną interpretacją wartości pomiaru ciśnienia krwi. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych.

Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

WYRÓB MEDYCZNY