

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-cisnieniomierz-naramienny-bm-28-p-4476.html>

BEURER Ciśnieniomierz naramienny BM 28



Numer katalogowy	BM 28 AGITO
Kod producenta	BM 28 AGITO
Kod EAN	4211125658199
Producent	Beurer

Opis produktu

Ciśnieniomierz z kontrolą prawidłowego założenia mankietu.

BM 28 to nowoczesny ciśnieniomierz naramienny posiadający kontrolę prawidłowego założenia mankietu.

Ma on również funkcję alarmu - można nastawić 2 czasy alarmu.

W zestawie jest uniwersalny mankiety.

Ciśnieniomierze Beurer cechują się graficzną interpretacją wartości pomiaru ciśnienia krwi. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych.

Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

WYRÓB MEDYCZNY