

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-cisnieniomierz-naramienny-bm-57-p-4472.html>

BEURER Ciśnieniomierz naramienny BM 57



Numer katalogowy	BM 57 AGITO
Kod producenta	BM 57 AGITO
Kod EAN	4211125658229
Producent	Beurer

Opis produktu

Bluetooth® Smart do przenoszenia danych

BM 57 to nowoczesny ciśnieniomierz naramienny posiadający **Bluetooth®** Smart do bezprzewodowego przesyłania wartości pomiaru do smartfona.

Ciśnieniomierze Beurer cechują się graficzną interpretacją wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Możliwość nieodpłatnego pobrania aplikacji i oprogramowania „Beurer HealthManager”

Pobierz Beurer HealthManager: [TUTAJ](#)

WYRÓB MEDYCZNY