

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-cisnieniomierz-naramienny-z-funkcja-ekg-bm-95-p-4473.html>

BEURER Ciśnieniomierz naramienny z funkcją EKG BM 95



Numer katalogowy	BM 95 BT EKG / ECG AGITO
Kod producenta	BM 95 BT EKG / ECG AGITO
Kod EAN	4211125658342
Producent	Beurer

Opis produktu

Bluetooth® Smart do przenoszenia danych

BM 95 to wysoce nowoczesny ciśnieniomierz naramienny **z funkcją EKG** posiadający **Bluetooth®** Smart do bezprzewodowego przesyłania wartości pomiaru do smartfona.

- Krok 1: EKG lub zapis ciśnienia krwi
- Krok 2: Natychmiastowy wynik
- Krok 3: Wydruk dla lekarza w razie występowania nieprawidłowości
- Krok 4: Wczesne rozpoznanie i leczenie choroby

Ciśnieniomierze Beurer cechują się graficzną interpretacją wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO. Oznacza to: bezwzględne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Możliwość nieodpłatnego pobrania aplikacji i oprogramowania „Beurer CardioExpert”.

Pobierz CardioExpert: [TUTAJ](#)

WYRÓB MEDYCZNY