

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-lampa-swiatla-dziennego-tl-55-p-4537.html>



BEURER LAMPA ŚWIATŁA DZIENNEGO TL 55

Numer katalogowy	TL 55
Kod producenta	TL 55
Producent	Beurer

Opis produktu

Światło poprawiające samopoczucie zimą, idealna na biurko, stolik nocny lub w podróży

OPIS PRODUKTU:

- Światło poprawiające samopoczucie zimą, idealna na biurko, stolik nocny lub w podróży
- Wysoka wydajność
- litowo-jonowa bateria wielokrotnego ładowania
- Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie.
- symulacja światła słonecznego: Natężenie światła ok. 10000 luksów
- Bez zakłóceń
- Nie wydziela promieni UV
- Funkcja automatycznego wyłączenia(po ok. 30 minutach)
- Regulowana nóżka, możliwość ustawienia pionowo i poziomo
- Ręczny ściemniacz z 5 stopniami jasności
- Automatyczny ściemniacz światła czerwonego z 3 stopniami regulacji
- Certyfikowany produkt medyczny (lampa światła dziennego)
- Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
- Temperatura barwowa światła dziennego 6000-6500 K
- Z minutnikiem (10-20-30 min) ze wskaźnikiem LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- wymiary: 260 x 170 x 24 mm