

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-waga-lazienkowa-gs-230-p-4696.html>

## BEURER Waga łazienkowa GS 230



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy | <b>GS 230 STRUCTURE</b> |
| Kod producenta   | <b>GS 230 STRUCTURE</b> |
| Kod EAN          | <b>4211125756659</b>    |
| Producent        | <b>Beurer</b>           |

### Opis produktu

Elegancka waga szklana.

Bardzo elegancka czarna waga szklana z powierzchnią o strukturze plastra miodu. Wykonana z bezpiecznego szkła. Wygodne użytkowanie dzięki antypoślizgowej powierzchni. Płaski kształt.